

## UITLEG NIEUWE ABBOTT POMPSETS / TRANSITIESETS MET ENFIT AANSLUITING

Verpakking:



Pompslang:



1) Voedingspoort heeft ENFit aansluiting



2) Bijspuitpunt heeft ENFit aansluiting



Er zijn nog geen PEG's, gastrotubes en buttons/verlengslangen met ENFit aansluiting, dus om te kunnen voeden en/of medicatie toe te dienen zitten in de verpakking 3 adapters:

1) Adapter om ENLock aansluiting te maken tussen de ENLock aansluiting van de sonde en de ENFit pompslang.

Met deze adapter zijn de volgende connecties te maken:

- 0321-serie en 0221-serie verlengslangen
- 0323-serie en 0223-serie verlengslangen
- 0327-serie verlengslangen
- 0110-serie en 0112-serie gastrotubes
- PEG's met conische aansluiting



2) Adapter om Luerlok aansluiting te maken tussen de Luerlock aansluiting van de sonde en de ENFit pompslang.

Met deze adapter is de volgende connectie te maken:

- 0326-serie en 0226-serie verlengslangen



3) Adapter om van het ENFit bijspuitpunt een ENLock aansluiting te maken voor de sliptip spuit (voor medicatie).

