

UITLEG ABBOTT POMPSETS / TRANSITIESETS MET ENFIT AANSLUITING

Verpakking:



Pompslang:



ENFit female aansluiting op pompslang naar: gastrotubes / PEG's / verlengslangen button / jejunale sondes.



Meegeleverd:
ENFit -> male ENLock connector voor op sondes / PEG's / verlengslang button



Met deze adapter zijn de volgende connecties te maken:

- Verlengslangen button:
0321-serie en 0221-serie
0323-serie en 0223-serie
0327-serie verlengslangen
- Gastrotubes (0110 / 0112-serie)
- PEG's
- Jejunale sondes



Meegeleverd:
ENFit -> Luerlok connector voor op sondes / PEG's / verlengslang button



Adapter om Luerlok aansluiting te maken.
Met deze adapter is de volgende connectie te maken:
0326-serie en 0226-serie verlengslangen.

ENFit male aansluiting op bijspuitpunt pompslang.



Meegeleverd:
ENFit -> Luerlock female connector voor sliptip spuit



Adapter om van het ENFit bijspuitpunt een ENLock aansluiting te maken voor de sliptip spuit (voor medicatie).

