

UITLEG NUTRICIA POMPSETS / TRANSITIESETS MET ENFIT AANSLUITING

Pompslang:



Aansluiting voor in voedingszak:



ENFit female aansluiting
op pompslang naar:
gastrotubes / PEG's /
verlengslangen button /
jejunale sondes.



Meegeleverd:
ENFit -> male ENLock connector voor
op sondes / PEG's / verlengslang button



Met deze adapter zijn de
volgende connecties te maken:

- Verlengslangen button:
0321-serie en 0221-serie
0323-serie en 0223-serie
0327-serie verlengslangen
- Gastrotubes (0110 / 0112-
serie)
- PEG's
- Jejunale sondes

Met deze adapter is GEEN directe
connectie te maken met de 0226-
serie verlengslangen*

*met adapter 3036403 NUTRICIA TRANSITION
CONNECTOR TO LUER TUBE is wel een connectie
tussen de 0226-verlengslangen (en 0106-serie) en
de Nutricia ENFit pompset te maken.

ENFit male aansluiting op
bijspuitpunt pompslang.



Meegeleverd:
ENFit -> Luerlock female connector
voor sliptip spuit



Adapter om van het ENFit
bijspuitpunt een ENLock
aansluiting te maken voor de
sliptip spuit (voor medicatie).

Deze is af te sluiten met een
ENFit afsluitdop (het kleine
dopje op de foto).