

MediLime Accessoires

MediLime levert een groot aantal (ENFit) accessoires ten behoeve van het toedienen van enterale voeding en medicatie via de voedingssonde. Het assortiment bestaat onder andere uit bottle adapters, connectoren, afsluitdopjes, opzuig- rietjes en klemmetjes.

MediLime is continu bezig met het optimaliseren van haar assortiment en streeft ernaar om voor iedereen het ideale product op de markt te brengen.

Bottle adapters

Om medicatie vanuit flessen op te zuigen wordt gebruik gemaakt van een bottle adapter. Dit is een schroefdop die in de medicatiefles wordt geplaatst, waardoor met behulp van een ENFit spuit de medicatie eruit gezogen kan worden. De MediLime bottle adapters zijn beschikbaar in verschillende diameters voor de verschillende maten medicatieflessen.

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Eenheid
	13031001	MediLime ENFit Bottle Adapter 1 ø 12mm - 15mm	100 stuks
	13031002	MediLime ENFit Bottle Adapter 2 ø 14mm - 16.5mm	100 stuks
	13031003	MediLime ENFit Bottle Adapter 3 ø 17mm - 20.5mm	100 stuks
	13031004	MediLime ENFit Bottle Adapter 4 ø 24mm - 26mm	100 stuks
	SBAISO	MediLime ENFit Stepped Bottle Adapter ø 15-27mm	50 stuks

Connectoren

MediLime heeft een groot assortiment connectoren in haar assortiment. Met een connector kunnen producten met een verschillende aansluiting (ENFit/luer lock/bolus) aan elkaar worden gekoppeld.

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Eenheid
	10999382	MediLime ENFit female naar luerlock female connector.	10 stuks
	10999383	MediLime ENFit male naar luerlock female connector.	10 stuks
	C00539	MediLime ENFit Male naar bolus connector.	5 stuks
	F00122	MediLime ENFit female naar bolus connector.	1 stuk

Afsluitdopjes

MediLime levert verschillende afsluitdopjes, zowel voor ENFit spuiten als ENFit verlengslangen.

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Eenheid
	13040002	MediLime ENFit Spuitcap niet steriel	30 stuks
	13041002	MediLime ENFit Spuitcap steriel	30 stuks
	C00579	MediLime ENFit Female cap voor afsluiten verlengslang	10 stuks

Klemmetjes

MediLime heeft diverse soorten klemmen in het assortiment. Klemmetjes die om de tube van de voedingskatheter geklemd worden al dan niet met zij-inkepingen en klemmetjes die los om de tube geklemd worden.

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Eenheid
	99940	MediLime klem voor 12/14 FR slang.	10 stuks
	13020	MediLime klem geschikt voor slangen t/m 20 FR.	10 stuks
	HBA01043	MediLime klem geschikt voor slangen t/m 20 FR.	10 stuks

OPZUIGRIETJES

Om medicatie op te zuigen met behulp van een ENFit spuit zijn er ook bijpassende MediLime ENFit opzuigrietjes verkrijgbaar in drie verschillende lengtematen. Deze ENFit opzuigrietjes zijn geschikt voor elke maat ampul. De rietjes zijn beschikbaar in 8FR met een buitendiameter van 2,7mm en een binnendiameter van 1,7mm.

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Eenheid
	13051050	MediLime ENFit opzuigrietjes 50mm	30 stuks
	13051100	MediLime ENFit opzuigrietjes 100mm	30 stuks
	13051150	MediLime ENFit opzuigrietjes 150mm	30 stuks

Stoma Plugs

MediLime Silicone Stoma Plug sets zijn ontworpen voor gebruik tijdens noodgevallen om te voorkomen dat stoma's sluiten wanneer een gastrostomie katheter of button eruit is gevallen.




Artikelnummers

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid
ENP-S	MediLime Silicone Stoma Plug set 4cm 10,12,14 & 16FR	1 set
ENP-L	MediLime Silicone Stoma Plug set 7cm 10,12,14 & 16FR	1 set
ENP-XL	MediLime Silicone Stoma Plug set 7cm / 18 & 20 FR	1 set

Drainage zakken

MediLime drainagezakken met ENFit aansluiting zijn geschikt voor het hevelen op de maag. De zakken zijn gemaakt van zacht en soepel materiaal en verkrijgbaar in diverse inhoudsmaten.



Artikelnummers

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid
DBISO-50	MediLime drainage zakken 50ml ENFit	20 stuks
DBISO-250	MediLime drainage zakken 250ml ENFit	20 stuks
DBISO-500	MediLime drainage zakken 500ml ENFit	20 stuks
DBISO-1000	MediLime drainage zakken 1000ml ENFit	20 stuks

PH Strips

De MediLime PH Test strips worden gebruikt om de zuurgraad te meten van het opgezogen vocht bij het plaatsen van een button of neusmaagsonde.



Artikelnummers

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid
ENT-PH	MediLime PH Indicator Strips (pH 2-9)	100 stuks
04311002	MediLime PH Indicator Strips (pH 0-6)	100 stuks