

MIC-PEG voedingsadapters
Onze MIC-PEG voedingsadapters zijn verkrijgbaar in de maten 14FR, 20FR en 24FR.

	Art.nr	Specificaties
	0136-14 (14FR) 0136-20 (20FR) 0136-24 (24FR)	Universele voedingsadapter bolus met medicijnpoort voor de MIC-PEG en de katheters van BARD en US Endoscopy. Levering per stuk.
	0137-14 (14FR) 0137-20 (20FR) 0137-24 (24FR)	Universele voedingsadapter luer-lock voor de MIC-PEG en de katheters van BARD en US Endoscopy. Levering per stuk.

Overige accessoires

Cobra driewegkraantje
Dit kraantje is ideaal als er continu voeding wordt gegeven. Door het kraantje dicht te draaien, kan via de zijpoort medicatie worden toegediend. Ook kan via deze poort worden gespoeld.

	Art.nr	Specificaties
	70876.20	Cobra driewegkraantje met male- en female-uiteinde. Levering per tien stuks.

Jelly
Om het vervangen van een katheter soepel te laten verlopen, kan glijmiddel op waterbasis worden gebruikt.

	Art.nr	Specificaties
	T00128	Cobra glijmiddel in gelzakje (inhoud 2,7 gram). Levering per twaalf stuks.

In deze folder staat slechts een greep uit de accessoires die wij kunnen leveren. Heeft u vragen of speciale wensen? Neemt u dan contact met ons op.


Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95

België
tel. +32 (0)70 66 05 70
fax +32 (0)70 66 05 72

info@cobramedical.com
www.cobramedical.com



NL05



Accessoires

COBRA MEDICAL

Accessoires: klemmetjes en huidplaatjes

Cobra Medical heeft een groot assortiment accessoires, zoals verbindingstukjes, kraantjes en klemmetjes. De producten zijn geschikt voor onze MIC-producten en kunnen veelal ook gebruikt worden voor de meeste andere merken voedingskatheters.

Klemmetjes

Bij een aantal katheters worden klemmetjes meegeleverd. Cobra Medical levert diverse soorten en maten in verpakkingen van tien stuks. Klemmetjes kunnen het lumen van de katheter, waarmee de ballon wordt gevuld, beschadigen en moeten daarom zo kort mogelijk worden gebruikt. Een goede oplossing is een klem die eenvoudig na gebruik van de katheter kan worden afgeschoven.

	Art.nr	Specificaties
	HBA01040	Cobra klem (transparant) voor PEG- en gastrostomiekatheters t/m 20FR. Kan bij een gastrostomiekatheter alleen worden gebruikt als de katheter nog niet is geplaatst. Levering per tien stuks.
	HBB01067	Cobra klem (geel) voor PEG- en gastrostomie-katheters t/m 14FR. Kan bij een gastrostomie-katheter alleen worden gebruikt als de katheter nog niet is geplaatst. Levering per tien stuks.
	HBF01043	Cobra klem (wit) voor 20FR katheters. Met zijopening: kan eenvoudig worden geplaatst en verwijderd, ook als de gastrostomiekatheter al geplaatst is. Levering per tien stuks.
	99940	Cobra klem (groen) voor 12FR en 14FR katheters. Kan ook gebruikt worden als de gastrostomiekatheter al geplaatst is. Levering per tien stuks.

Huidplaatjes

Bij elke PEG-katheter wordt een huidplaatje meegeleverd. Deze plaatjes, ook wel fixatieplaatjes of fixatiedisks genoemd, zijn vaak onderling inwisselbaar.

	Art.nr	Specificaties
	909209 (9FR) 909215 (15FR)	Medi-Globe / Fresenius huidplaatje voor 9FR (geel-wit) /15FR (blauw-wit) katheters. Levering per stuk.
	35709 (10FR) 35710 (14FR) 35711 (18FR)	Cobra fixatiedisk voor 10, 14 en 18FR katheters van Nutricia, BARD en Kimberly-Clark. Levering per stuk.

Accessoires: adapters

Adapters voor voedingskatheters zijn er in vele soorten en maten. Hier volgt een opsomming van de meest gebruikte adapters.

Aansluiten

Met de volgende adapters kan een male- of female-aansluiting gecreëerd worden, bijvoorbeeld voor een luer-lock spuit.

	Art.nr	Specificaties
	892.00	Cobra luer-lock adapter female / female. Levering per tien stuks.
	893.00	Cobra luer-lock adapter male / male. Levering per tien stuks.

Twee openingen

De volgende adapters hebben twee afsluitdopjes. De kleine opening is geschikt voor het toedienen van medicatie. In de grote opening past een conische tip, zodat bijvoorbeeld bolusvoeding gegeven kan worden.

	Art.nr	Specificaties
	909002	Medi-Globe / Fresenius adapter female (bolusaansluiting) voor luer. Wordt meegeleverd met de Medi-Globe PEGgi. Levering per tien stuks.
	35716 (10FR) 35717 (14FR) 35718 (18FR)	Cobra / Nutricia feedingconnector. Verkrijgbaar in de maten 10FR (zwart), 14FR (groen) en 18FR (rood). Levering per stuk.

Adapter luer-lock

Deze adapter past op zowel de PEGgi van Medi-Globe als op de PEG van Fresenius. De adapter is verkrijgbaar in een 9FR- (wit-geel) en een 15FR-uitvoering (wit-blauw).

	Art.nr	Specificaties
	909109 (9FR) 909115 (15FR)	Medi-Globe / Fresenius adapter luer-lock. Wordt meegeleverd met de Medi-Globe PEGgi. Levering per stuk.

Conische adapter en eindconnector

De volgende twee producten worden vaak in combinatie gebruikt. Samen vormen ze een luer-lock aansluiting op een gastrostomiekatheter, die met de witte eindconnector kan worden afgesloten.

	Art.nr	Specificaties
	801.02	Cobra conische adapter male luer-lock met bolusaansluiting. Wordt veelal gebruikt om op een gastrostomiekatheter een luer-lockaansluiting te creëren. Levering per tien stuks.
	9888.002	Cobra eindconnector (wit) luer-lock male / female. Levering per tien stuks.