



Biteblocks



FOR GASTROENTEROLOGY

Standard Biteblock



Ref. MED/102



Ref. MED/102/A

- Monouso in polipropilene.
Autoclavabile in policarbonato trasparente.
Munito di cintino in laprene ad elasticità differenziata premontato - trattato pre-powdered.
Munito di abbassalingua con accesso bilaterale per eventuale aspirazione.
Il diametro dell'orifizio centrale consente l'accesso di dilatatori da CH15 a CH60.

- Disposable in polypropylene.
Autoclavable in transparent polycarbonate.
Provided with preloaded headstrap in laprene with differentiated elasticity - pre-powdered threaded.
Provided with tongue pad and with bilateral access for eventual aspiration.
The diameter of the central port permits the access of dilators from CH15 to CH60.

Pediatric Biteblock

- Monouso in polipropilene.
Autoclavabile in policarbonato trasparente.
Munito di cintino in laprene ad elasticità differenziata premontato - trattato pre-powdered.
Si anatomizza con un piccolo abbassalingua al cavo orale.
Con accesso bilaterale per eventuale aspirazione.
Ø apertura orale: (H) 16 mm x (L) 19 mm

- Disposable in polypropylene.
Autoclavable in transparent polycarbonate.
Provided with preloaded headstrap in laprene with differentiated elasticity - pre-powdered threaded.
Provided with little tongue pad to the oral cave with bilateral access for eventual aspiration.
The diameter of the central port permits the access of dilators from CH15 to CH60.
Ø of oral opening: (H) 16 mm x (L) 19 mm.



Ref. MED/106/P/A



Ref. MED/106/P

E.R.C.P. Biteblock



Ref. MED/106



- Monouso in polipropilene.
Munito di cintino in laprene ad elasticità differenziata premontato - trattato pre-powdered.
Si anatomizza perfettamente al cavo orale con un largo abbassalingua nella parte inferiore e con rialzo che aderisce all'arcata dentale superiore.
Con accesso bilaterale per eventuale aspirazione.
Il diametro dell'orifizio centrale consente l'accesso di dilatatori da CH15 a CH54.

- Disposable in polypropylene.
Provided with preloaded headstrap in laprene with differentiated elasticity - pre-powdered threaded.
It adapts perfectly to the oral cave a wide tongue pad on the lower part and with a rise that adheres to the upper dental arcade with bilateral access for eventual aspiration. The diameter of the central port permits the access of dilators from CH15 to CH54.

Oxymed with oxygen tube



Ref. **MED/110**

 Monouso in polipropilene.
Munito di cintino in laprene ad elasticità differenziata premontato - trattato pre-powdered.
Si anatomizza perfettamente al cavo orale con un largo abbassalingua nella parte inferiore e con rialzo che aderisce all'arcata dentale superiore.
Munito di raccordo per ossigenazione del paziente in morbido laprene.
Collegato a un tubo di connessione di 215 cm anch'esso in dotazione. Con accesso bilaterale per eventuale aspirazione. Il diametro dell'orifizio centrale consente l'accesso di dilatatori da CH15 a CH54.

 Disposable in polypropylene.
Provided with preloaded headstrap in laprene with differentiated elasticity - pre-powdered threaded.
It adapts perfectly to the oral cave a wide tongue pad on the lower part and with a rise that adheres to the upper dental arcade.
It is equipped with a connector for patients oxygenation in soft laprene. Connected with a 215 cm connecting tube in dotation. With bilateral access for eventual aspiration. The diameter of the central port permits the access of dilators from CH15 to CH54.

Biteblock with oxygen connector

**Soft Laprene
ATRAUMATIC**



Ref. **OXYMED**

 Monouso in polipropilene.
Munito di cintino in laprene ad elasticità differenziata premontato - trattato pre-powdered.
Si anatomizza perfettamente al cavo orale con un largo abbassalingua nella parte inferiore e con rialzo che aderisce all'arcata dentale superiore.
Munito di raccordo per ossigenazione del paziente in morbido laprene.
Con accesso bilaterale per eventuale aspirazione. Il diametro dell'orifizio centrale consente l'accesso di dilatatori da CH15 a CH54.

 Disposable in polypropylene.
Provided with preloaded headstrap in laprene with differentiated elasticity - pre-powdered threaded.
It adapts perfectly to the oral cave a wide tongue pad on the lower part and with a rise that adheres to the upper dental arcade. It is equipped with a connector for patients oxygenation in soft laprene.
With bilateral access for eventual aspiration. The diameter of the central port permits the access of dilators from CH15 to CH54.



90149 Palermo (Italy) - Via Saline, 75/A
Website: www.bite-block.com - www.meditaliasas.it

Authorized Distributor

