

MediLime Stoma meetkatheter

De MediLime Stoma meetkatheter wordt gebruikt om tot een juiste maatvoering van de MediLime Tummy Button te komen. Het stomakanaal wordt met een meetkatheter opgemeten.

Artikelnummers

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Eenheid
0325-00	MediLime Stoma meetkatheter incl. spuit	1 stuk

Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA (tot verpakking is geopend)
Verpakking	Per stuk verpakt
Eenheid	Per stuk
Type barcode	GS1

