

Medi-Globe Polyp Trap (Single Use)

Deze nieuwe generatie Polyp Trap bestaat uit een transparante opvangpot met vier gescheiden, genummerde opvangkamers. De Polyp Trap is uitgerust met een stevige aansluitslang, waardoor de kans op knikken nihil is. Met één draai klikt u door naar de volgende, lege opvangkamer. Zo weet u zeker dat er geen materiaal verloren gaat.



Eigenschappen en voordelen

- Single Use;
- Aansluitslang van stevig, niet-knikkend materiaal;
- Stevige aansluiting van de slang op de vier gescheiden, genummerde opvangkamers;
- Ingebouwde zeefjes voor het opvangen van kleinere poliepen;
- Deksel met kliksysteem dat stapsgewijs doordraait naar de volgende lege kamer;
- Nulstand voor het rechtstreeks afvoeren van niet bruikbaar materiaal naar de afvoerezak;
- Transparante plastic pot met deksel voor het vervoeren van de verwijderde poliepen naar het laboratorium.

Artikelnummer

Art.nr	Beschrijving	Verpakkingseenheid
100132	Polyp Trap	20 stuks



Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl
www.cobramedical.nl

België
tel. +32 (0)70 66 05 70
fax +32 (0)70 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be