


NelMed® tubehouders

Unieke houder ter fixatie van diverse soorten tubes rond het middel.
Onder meer geschikt voor het bevestigen van suprapubische katheters.

Via een opening in het materiaal kan de tube of katheter worden doorgevoerd.



Comfortabele fixatie

NelMed tubehouders zijn gemaakt van comfortabele stretch materialen. Hierdoor wordt knellen voorkomen. De zacht uitklapbare flanelen voorzijde is hersluitbaar met klittenband. Ook de banden zijn verstelbaar met een handige klittenband sluiting.

Twee verstelbare maten

NelMed biedt twee maten tubehouders. Beide sets zijn voorzien van een eenvoudig verstelbare klittenbandsluiting.

Duurzame NelMed tubehouders zijn wasbaar met een handwas.



NelMed® elastische tubehouders

Leverbare modellen:

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
920	14000946	NelMed tubehouder 76-117 cm.	1 stuk
921	14000938	NelMed tubehouder 117-152 cm.	1 stuk