

Bijtblokken

Bijtblokken beschermen het gebit van de patiënt en worden tevens gebruikt ter bescherming van de endoscoop. Cobra Medical levert bijtblokken in diverse soorten en maten, zowel disposable als reusable varianten. Er zijn bijtblokken voor volwassenen en kinderbijtblokken. Er is ook een variant met zuurstofconnector.

Cobra bijtblokken (MED-serie)

Deze single-use bijtblokken zijn gemaakt van polypropyleen en latexvrij. Ze zijn verkrijgbaar met en zonder tongdepressor.



1 MED-102

1 Cobra bijtblok MED-102

- ✓ Voorzien van tongdepressor;
- ✓ Geschikt voor gastroscopieën, ERCP- en slokdarmdilatatatieprocedures;
- ✓ De diameter van de centrale opening is groot genoeg voor het introduceren van dilatoren van 15 tot en met 60 FR (5 tot en met 20 mm);
- ✓ Via de openingen aan de zijkanten kan zuurstof worden toegediend;
- ✓ Levering per 100 stuks.



2 A MED-106

2 A Cobra bijtblok MED-106


- ✓ Past zich perfect aan aan de mondholte door een brede tongdepressor en het schuin oplopende gedeelte aan de bovenzijde dat zorgt voor optimale grip op de bovenkaak;
- ✓ Met name geschikt voor algemene gastro-enterologische onderzoeken;
- ✓ De diameter van de centrale opening is ruim genoeg voor het introduceren van dilatoren van 15 tot en met 54 FR (5 tot en met 18 mm);
- ✓ Via de openingen aan de zijkanten kan zuurstof worden toegediend;
- ✓ Levering per 100 stuks.



3 MED-106/PED

2 B OXY/MED-106

- ✓ Eigenschappen gelijk aan die van de MED-106;
- ✓ Voorzien van zuurstofconnector van zachte laprene;
- ✓ Speciaal ontwikkeld voor het toedienen van zuurstof tijdens ERCP- en gastro-enterologische onderzoeken aan patiënten met hypoxemie (onvoldoende zuurstofgehalte van het bloed);
- ✓ Levering per 50 stuks.



3 Kinderbijtblok (MED-106/PED)

- ✓ Speciaal ontworpen voor gebruik bij (kleine) kinderen;
- ✓ Levering per 25 stuks.

Medi-Globe bijtblokken (GAC-serie)

Disposable bijtblokken van Medi-Globe zijn verkrijgbaar in twee verschillende diameters. Ze worden met een elastische hoofdband geleverd. Deze bijtblokken zijn latexvrij. Naast bijtblokken voor eenmalig gebruik levert Medi-Globe ook reusable bijtblokken.



4 GAC-01-01-001

- ✓ Medi-Globe bijtblok met latexvrije hoofdband;
- ✓ Voorzien van tongdepressor;
- ✓ Single-use;
- ✓ Levering per 100 stuks.



5 A GAC-01-01-002

- ✓ Medi-Globe bijtblok zonder hoofdband;
- ✓ Single-use;
- ✓ Levering per 100 stuks.

5 B GAC-01-02-000

- ✓ Medi-Globe bijtblok zonder hoofdband;
- ✓ Reusable;
- ✓ Levering per 5 stuks.



6 GAC-01-03-002 (met nieuwe hoofdband)

- ✓ Medi-Globe bijtblok met latexvrije, elastische stoffen hoofdband;
- ✓ Levering per 100 stuks.

Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl
www.cobramedical.nl

België
tel. +32 (0)70 66 05 70
fax +32 (0)70 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be